

取扱い検査キット『中和抗体検査』

採血せずに新型コロナウイルスの
「抗体量の保持状況」を検査!!

**COVID19
NEUTRALIZING
ANTIBODY
QUANTITATIVE TEST**
中和抗体量検査ペン

尿検体採取法

尿検体を採取して約**15分**で検出

※1 感染歴等に関係なく、「中和抗体」を保有していることがあります。
※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。
※尿検体後の中間度を保ちます。

シンプルな使い方! 採血の必要なし!

使用目的

本製品は、検体内に新型コロナウイルスの感染能力を失わせる中和抗体が存在するか、検査するものです。本抗体検査は抗原の有無(新型コロナウイルスが存在するかどうか)や、現在自分が感染しているかどうかを調べる検査ではありません。

※検査結果は体調や病型などによって左右される場合がございます。
※抗原検査とは異なります。

ひと目で抗体量がわかる
わかりやすい結果表示

中和抗体量は3段階で目安が色で表示されます。



※本キットは、研究用製品となり医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではありません。また、本製品は新型コロナウイルスに対する抗体の有無を調べる目的であり、新型コロナウイルス感染症への感染の有無には使用できません。※本製品を用いた検査は、診断や治療を目的とすることができません。



品名: 新型コロナウイルス
中和抗体量検査ペン型デバイス

■ キット内容物:
試験紙付きコレクター ×1
抽出バッファ ×1
尿検体カップ ×1
乾電池 ×1
説明書 ×1

(本体サイズ) 約H150×W21×D21mm
(判定時間) 約15分
(保管温度) 室温(2~30℃)
(使用期限) 製造より2年
(型番) TOA-NTZAB-001
(JAN) 4562441909718
(入数) インナー60個入 アウター120個入

研究用 日本製
検査1回分 MADE IN JAPAN

ご使用に際しては添付の説明書をよくお読みいただき、ご使用される方ご自身の責任において、正しくご使用してください。
本キットは、研究用製品となります。また、本製品は抗体の有無を調べる検査であり、新型コロナウイルス感染症への感染の有無の診断とは無関係なため、医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではありません。本製品は、研究や調査を目的としたもので本検査以外の目的に使用することはできません。本製品を用いた検査は、診断や治療を目的とすることができません。

検査目的 検査結果



販売用 パッケージ吊り下げタイプ
(アルミ包装袋)
サイズ: 約W12.5×23.5cm

株式会社 東亜産業 【日本製】

新型コロナウイルス中和抗体量検査ペン

尿検体を採取して
約**15分**で検出!

※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。

ひと目で抗体量がわかる
わかりやすい結果表示

中和抗体量は3段階で目安が色で表示されます。



使用目的

本製品は、検体内に新型コロナウイルスの感染能力を失わせる中和抗体が存在するか、検査するものです。本抗体検査は抗原の有無(新型コロナウイルスが存在するかどうか)や、現在自分が感染しているかどうかを調べる検査ではありません。

※検査結果は体調や病型などによって左右される場合がございます。
※抗原検査とは異なります。
※尿検体後の中間度を保ちます。

品名: 新型コロナウイルス中和抗体量検査ペン型デバイス
■ キット内容物: 試験紙付きコレクター ×1 抽出バッファ ×1 尿検体カップ ×1 乾電池 ×1 説明書 ×1

(本体サイズ) 約H150×W21×D21mm (判定時間) 約15分 (保管温度) 室温(2~30℃)
(使用期限) 製造より2年 (型番) TOA-NTZAB-001 (JAN) 4562441909718
(入数) インナー60個入 アウター120個入

【希望小売販売価格】

1袋(1回分)

1,540円(税込み)

※最小ロット 120個~

※送料込み(1か所)