

# 取扱い検査キット『抗原検査』

検査待ち無し!! その場で確認!!

## COVID19 ANTIGEN RAPID TEST DEVICE 抗原検査ペン

新型コロナウイルスが  
存在するかを判定

口腔液/唾液を採取して  
約15分で検出

※1 本検査キットは、判定ラインの色を視覚的に解釈することにより、SARS-CoV-2 ウイルス抗原を検出します。  
※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。  
※3 感染の有無については専門の病院等にご相談ください。本検査キットで判断することはできません。

精度: 99.4%以上<sup>※3</sup> 変異株対応<sup>※4</sup>

※3 当社PCR検査との比較実験(陽性50検体:陰性50検体)では、陽性陽性一致率100%。実験の方法・結果は医師の診断・証明を受けています。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いしないでください。)  
※4 現時点において、N501Y・L452Rの変異株の検出が可能であることについては確認しております。

本検査キットを使用して  
陽性結果の方は、無料で  
PCR検査を致します。

東亜産業 PCR検査センター  
24時間365日、日本全国どこでも  
すぐお届け回収!!



※ 口腔液/唾液を採取して約15分で検出・確認できます。

品名: 新型コロナウイルス  
抗原検査ペン型デバイス

(キット内容物)・試験紙付き  
唾液コレクター×1  
抽出パッド×1  
乾燥剤×1  
使用説明書×1

(本体サイズ) (約)H150×W21×D21mm  
(仕様) 判定時間: 約15分  
保管温度: 室温(2-30℃)

(検出精度) 精度: 99.4%以上※  
当社PCR検査との比較実験(陽性50検体:陰性50検体)では、陽性陽性一致率100%。実験の方法・結果は医師の診断・証明を受けています。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いしないでください。)

(使用期限) 製造より2年  
(入数) インナー 60個入  
アウトター 120個入  
(型番) TOA-CAR-TS  
(J A N) 4562441909374

ご注意 ● 飲食・歯磨き・うがい直後の唾液採取は避けてください。● 開封後はすぐにご使用ください。● 唾液液が皮膚に付着した場合はよく洗い流してください。● 使用後のテストペンは引き放かずに廃棄してください。● 本品は分解しないでください。

研究用 日本製  
検査1回分 MADE IN JAPAN  
Designed by TOA Industry Co., Ltd. in Japan.  
特許出願 特願 2021-104490



(販売用 パッケージ吊下げタイプ)  
(アルミ包装袋)  
サイズ: 約W12.5×23.5cm  
※画像はイメージです。一部仕様が変更になる場合がございます。

株式会社 東亜産業 【日本製】

新型コロナウイルス抗原検査ペン  
ペン型オールインワン検査なので飛沫の心配もありません!

※ 感染の有無については専門の病院等にご相談ください。本検査キットで判断することはできません。



口腔液/唾液を採取して  
約15分で検出<sup>※1</sup>!

精度 99.4%以上<sup>※2</sup> 変異株対応<sup>※3</sup>

※1 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。  
※2 医師監督のもと、当社PCR検査との比較実験(陽性50検体:陰性50検体)においては、陽性陽性の結果一致率100%。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いしないでください。)  
※3 現時点において、N501Y・L452Rの変異株の検出が可能であることについては確認しております。

【希望小売販売価格】

1袋(1回分)

1,540円(税込み)

※最小ロット 120個~  
※送料込み(1か所)